

# Desempenho Brilhante. Resultados Claros.

Enxergando além dos limites



NEO  
IRIS™



Transfuse | Transplant | Transform a life

**IMMUCOR**



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Automação plena de alta capacidade

## Produtividade máxima

### Desempenho

O NEO Iris™ automatiza a tecnologia Capture® patenteada da Immucor com desempenho clínico comprovado e uma estratégia abrangente de controle de processo, fornecendo resultados de exames confiáveis.

### Produtividade

O NEO Iris™ oferece a maior taxa de transferência de digitação e tela do mercado. O acesso contínuo real permite que os operadores adicionem amostras ou recursos a qualquer momento.




- A** Interface touchscreen intuitiva baseada em Windows
- B** Compartimento de amostras e reagentes com suporte linear: capacidade de até 224 amostras de uma só vez
- C** Pipetadores duplos para processar várias amostras e placas simultaneamente
- D** Torre de carregamento de microplacas, módulo de lavagem, módulo de incubadora, leitora de análise de imagem
- E** Módulo de centrifugação
- F** O módulo de fluido é independente

# Resultados claros



## Flexibilidade excepcional

Visualização do planejador dinâmico com resultados em tempo real



**Flexibilidade**

O planejador dinâmico do NEO Iris™, com tratamento de prioridade STAT, oferece gerenciamento excelente do fluxo de trabalho.



Teste Reflexo. Configurável para otimização do fluxo de trabalho do laboratório

Teste de resultados com resolução de imagem aprimorada


### MENU DE EXAMES AMPLO

- Tipagem ABO/Rh D
- Pesquisa D Fraco com controle
- Confirmação do doador
- Titulação A1 e B
- IgD DAT
- Prova Cruzada
- Triagem de antígenos
- Fenotipagem (Rh, kell, Jka, Jkb, Fya, Fyb, S, s, k)
- Identificação de anticorpos (Painel Primário, Painel D Pos e Painel D Neg)
- Pesquisa de Anticorpos (2 células, 3 células e Pooled).

# Desempenho brilhante. Suporte excepcional

Integração facilitada. O NEO Iris™ já está integrado à oferta de soluções completas Immucor existentes, combinada com o software de suporte ImmuLINK® e blud-direct™.

## GERENCIAMENTO DE DADOS



## MENU DE EXAMES AMPLO

**blud.direct**

Os Laboratórios do Banco de Sangue não podem se dar ao luxo de parar. É por isso que existe o blud\_direct. Um suporte técnico seguro nível premium exclusivo do setor que utiliza conexões com Internet de alta velocidade, permitindo que você receba ajuda de um Representante de Atendimento Técnico da Immucor diretamente no monitor do instrumento. Com uma taxa de sucesso impressionante, o tempo de inatividade é minimizado instantaneamente.

**IMMUCOR**

### Fabricado por:

IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH  
Robert-Bosch-Strasse 32  
D-63303 · Dreieich, Alemanha  
30091.5625  
8008292553  
www.immunor.com

Quer receber informações  
e conteúdos atualizados  
da Fresenius Kabi?  
Cadastre-se em nosso site:



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

### Registrado e Distribuído por:

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.  
CNPJ: 49.601.107/0001-84  
Rua Roque Gonzáles, 128  
CEP: 06855-690 · Itapeverica da Serra, SP  
SAC: 0800 707 3855  
www.fresenius-kabi.com.br