



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Solução InterSol

Solução Aditiva para Plaquetas

InterSol - Solução Aditiva para Plaquetas para preparação, armazenamento e transfusão de concentrado de plaquetas a partir de Pool de Buffy Coat.


Compatível com tecnologias  
de redução de patógenos

---


# Solução InterSol® Solução Aditiva para Plaquetas

A solução aditiva para plaquetas Intersol é um meio nutriente cristalóide utilizado para substituir parte do plasma para o armazenamento e conservação de plaquetas. Economiza ~ 65% de plasma em componentes plaquetários. A dose de plaquetas e o volume total de fluido não alteram com o uso da solução InterSol.

Plaquetas em Solução InterSol®



Plaquetas em 100% Plasma



Os esquemas acima descrevem proporções de fluidos, não a aparência do produto plaquetário.

## Benefícios do uso da InterSol®

- Facilita a padronização;
- Compatível com tecnologias de redução de patógenos;
- Armazenamento de plaquetas por até 5 dias (até 7 dias após confirmação por teste bacteriano, apoiado por um estudo interno mostrando diminuição das reações adversas)<sup>1</sup>.

## Informações para pedidos:

Disponível para uso com Pool de Buffy Coat na seguinte apresentação:

Código	Volume*	Port	Unidades
RGR 8109B	280 mL	Tubo selado	18/caixa

\*Também disponível em um volume de 500 ml para uso com um kit de aférese.

### Referência:

1. P.F. van der Meer et al. Comparação in vitro do armazenamento de plaquetas no plasma e em quatro soluções aditivas de plaquetas, e o efeito da redução de patógenos: uma proposta para um sistema de classificação in vitro, Vox Sanguinis (2010) 98, 517-524

**NOTA:** Consulte as Instruções de Uso para obter uma lista completa de avisos, precauções e reações adversas associadas ao uso deste produto.

Esta marcação reflete a conformidade com os Requisitos de Marcação CE para dispositivos médicos.



Solução InterSol - Reg. ANVISA: 10077090150

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Brasil Ltda.  
CNPJ: 49.324.221/0001-04  
Av. Marginal Projetada, 1652  
CEP: 06460-200 • Tamboré • Barueri, SP  
Tel.: 11 2504.1400 • SAC: 0800 707 3855  
www.fresenius-kabi.com.br



Quer receber informações  
e conteúdos atualizados  
da Fresenius Kabi?  
Cadastre-se em nosso site: