



CompoGuard

Equipamento para homogeneização e pesagem de bolsas de sangue

Doação, qualidade e segurança combinadas no processamento do sangue total que inclui o flexível gerenciamento de dados com tecnologia digital sem fio (DECT).

A alta capacidade das baterias com tecnologia de lítio possibilita realizar maior número de coletas.

Flexível, móvel e projetado com uma confortável estação de trabalho.

Gerenciamento de dados simplificado com DECT e com transferência de dados bidirecional.

CompoGuard

Mais doações.

Mais flexibilidade.

Mais benefícios.

Maior número de doações por carga de bateria.

- Nova bateria com tecnologia de lítio com alta capacidade.
- Capacidade aprimorada de aproximadamente 70 doações por carga de bateria, adequada para coletas móveis.
- Estação para carregamento externo disponível.
- Bateria facilmente substituível



Flexibilidade do gerenciamento de dados expandida.

- Os dados da doação estão disponíveis para download através de um Pen Drive Fresenius Kabi de uso dedicado.



Um passo adicional em direção à doação sem papéis.

- Um novo recurso do software permite a verificação direta de dados do doador via nome e sobrenome e data de nascimento.

Sistema de Doação móvel.

- Robusta maleta de transporte para coleta de sangue em unidades móveis.

Confortável estação de trabalho.

- O Gooseneck possibilita a operação do CompoGuard evitando curvar-se para acessá-lo.
- A espaçosa bandeja e o clamp de tubos permite uma acomodação confortável da bolsa de sangue.
- A maleta de transporte é um acessório para utilização em unidades móveis e uma confortável mesa para apoio do CompoGuard durante as doações.



Características confiáveis de nossos

Optenna (extensão para alarme visual) para a melhor supervisão da doação

- A doação pode ser monitorada à distância.
- O piscar da Optenna informa diretamente qual processo de doação requer atenção.

Compromisso com o doador para a melhoria do processo de doação

- O doador pode monitorar o próprio processo de doação.

Suporte para filtros In-Line para ótimos resultados

- Suportes para filtros integrados na bandeja do homogeneizador.
- Bandeja grande para melhor posicionamento da bolsa e pesagem precisa.

Clamp de segurança previne a entrada de ar na bolsa de coleta

- O tubo da linha de doação é posicionado dentro do clamp de segurança.
- O clamp de tubo somente pode ser aberto depois da doação ser completada e o tubo ter sido selado*.
- A selagem* é integrada e documentada pelo CompoGuard.



CompoGuard Basic (100-240V)

- Bandeja espaçosa com suporte para filtro In-Line
- Clamp de Segurança
- Bateria de Lítio - deve ser solicitada separadamente pois trata-se de acessório.

() nos modelos CompoGuard Complete que possuem a seladora integrada ao homogeneizador*

Modelos de CompoGuard



CompoGuard Data (100-240V)

CompoGuard Basic adicionado dos seguintes itens/funções:

- Transferência de dados bidirecional eficaz e segura
- Estação de trabalho ergonômica
- Opção DECT
- Gooseneck
- Entrada USB

Seladora Integrada



CompoGuard Complete (100-240V)

Nosso modelo mais completo combina o CompoGuard Data com os seguintes itens:

- Transferência de dados bidirecional eficaz e segura
- Estação de trabalho ergonômica
- Selagem confiável e documentada
- Bateria recarregável (deve ser solicitada como acessório)

Tratamento flexível da informação com a tecnologia DECT

- Transferência Bidirecional
- Programação fácil e flexível
- Registro de dados, vigilância e documentação

A transmissão de dados pode ser realizada via DECT, cabo ou via porta USB com uso de Pen Drive de uso dedicado Fresenius Kabi



CompoGuard Doação de Sangue Total

Registro ANVISA

Homogeneizador de sangue CompoGuard 10154450177

Eficiência no processo
auxiliando você a atingir mais.

Informações sobre pedidos

Para informações adicionais como literaturas, detalhes técnicos e procedimentos operacionais, por favor contate seu representante de vendas local.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.
CNPJ: 49.601.107/0001-84
Rua Roque Gonzáles, 128
CEP: 06855-690 • Itapeperica da Serra, SP
SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br



Quer receber informações
e conteúdos atualizados
da Fresenius Kabi?
Cadastre-se em nosso site: