


# **Transfusion Technology**CompoFlow® System

Nova Padronização na Preparação dos Componentes do Sangue



## Nova Padronização na Preparação dos Componentes do Sangue





### Um conceito inovador de abertura com o Sistema CompoFlow®

No Sistema CompoFlow® o tradicional lacre da bolsa é substituído por um simples dispositivo.

O dispositivo é aberto automaticamente através da nova geração de separador de hemocomponentes CompoMat® G5 ou do sistema portátil CompoSure.

O invólucro com formato codificado assegura a completa abertura do sistema CompoFlow<sup>®</sup>. Além disso o tempo de separação dos hemocomponentes é reduzido devido o tamanho maior do lúmen após a abertura do dispositivo.




## Alta Qualidade na Preparação dos Componentes do Sangue

 Redução de LER (lesão por esforço repetitivo) causada por esforço manual devido o nível elevado de automação e padronização do sistema CompoFlow®.

 Redução de hemólise devido ao maior tamanho do lúmen após abertura do dispositivo CompoFlow® e prevenção de aberturas ineficientes do sistema de lacre da bolsa.

> Maior eficiência devido à redução do tempo de separação dos hemocomponentes pelo tamanho maior do lúmen de abertura do sistema CompoFlow® e o alto nível de automação.



Bolsa Coleta

Tripla TAB CPD/SAG-M

Bolsa Coleta Tripla CPDA-1 ou CPD/SAG-M

#### Acessórios



#### 1. Sistema Composampler 2. Sistema Composampling

Sistemas para coleta de amostras para testes sorológicos e imunohematológicos

#### Ficha Técnica

Descrição	Reg. ANVISA
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP	10154450073
Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450072
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificantes DEHP e TOTM	10154450085
Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificante DEHP	10154450076
CompoMat	10154450157
CompoMat G5 plus	10154450201
CompoSure	Produto isento da obrigatoriedade de registro ou notificação sanitária.

#### Informações sobre pedidos

Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho, bem como equipamento, por favor contate-nos.



Bolsa Coleta Quádrupla TAB CPD/SAG-M

Bolsa Coleta

Quádrupla CPDA-1 ou CPDA/SAG-M

> Fresenius HemoCare Brasil Ltda. CNPJ: 49.601.107/0001-84 Rua Roque Gonzáles, 128 CEP: 06855-690 · Itapecerica da Serra, SP SAC: 0800 707 3855 www.fresenius-kabi.com.br



