



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

PreparePlus® PN

Kompatibilitäts- und Stabilitätssoftware
für die parenterale Ernährung



**DAS WICHTIGSTE
IN KÜRZE**

Was ist PreparePlus® PN?

- Webbasierte Kompatibilitäts- und Stabilitätssoftware für die parenterale Ernährung
- Umfangreiche Datenbank - alle Ergebnisse basieren auf laborgeprüften Stabilitätsdaten*
- GMP-validiert und zertifiziert
- Überall und jederzeit über Internet verfügbar - mit direktem Zugriff auf Aktualisierungen

Was kann PreparePlus® PN?

- Schnelle Suche nach kompatiblen und stabilen parenteralen Rezepturen im Beutel und über Y-Verbindung (Arzneimittelzugabe)
- Mit Assistenten für Konzentrationsberechnungen, Umrechnung von Einheiten und Volumenüberschreitungen
- Unterstützung bei parenteralen Rezepturen für erwachsene und pädiatrische Patienten
- Schnelle und unkomplizierte Hilfe durch integrierte Kontaktseite
- Speicherung von Stabilitätszertifikaten zum Herunterladen und Drucken zur Dokumentation

Für wen wurde PreparePlus® PN entwickelt?

- Medizinisches Fachpersonal aus einer der folgenden Gruppen:
 - Apotheker, die für die Bestimmung der Stabilität von parenteralen Rezepturen zur Verabreichung an Patienten zuständig sind
 - Apotheker, die in Kliniken oder an Compounding-Zentren arbeiten und maßgeschneiderte Rezepturen nach Verordnung zubereiten
- Vorwissen über andere Kompatibilitäts-Softwares ist nicht erforderlich; Fachexpertise in der parenteralen Ernährung und im Compounding wird vorausgesetzt

Was brauche ich bevor ich mit PreparePlus® PN arbeiten kann?

- Sie brauchen einen Computer oder Tablet mit permanenter Internetverbindung (kompatible Browser: Microsoft Edge (98)- oder Google Chrome (99)-Browser und aktiviertem Java-Skript)
- Mindestauflösung von 1200 x 800 px mit Schriftgröße 96 dpi
- Nach erfolgreicher Registrierung und kostenpflichtiger Bestellung einer 2-Jahreslizenz können Sie PreparePlus® PN nutzen
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter von Fresenius Kabi Deutschland GmbH





wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken. Im Gebiet Biosimilars fokussieren wir uns auf die Produkte für die Onkologie und Autoimmunerkrankungen.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de