



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Extension Lines

Heidelberger Verlängerungen

Zur Verlängerung von Infusionsleitungen

In den Längen 30, 75 & 140 cm

Durchmesser der Leitung: 2,9 x 4,1 mm

Druckbeständig bis 4,5 bar

LuerLock


DEHP- und latexfrei

Extension Lines



Die Extension Lines zur Verlängerung von Infusionsleitungen zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit und einfache Handhabung aus. Dank der griffigen Flügel sind sie leicht und sicher zu konnektieren.

Das Portfolio umfasst 3 verschiedene Längen, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.



Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Extension Line 30 cm - DEHP-frei	1.000 x 1 Stück	Karton	13198	18016645
Extension Line 75 cm - DEHP-frei	750 x 1 Stück	Karton	13203	18016651
Extension Line 140 cm - DEHP-frei	500 x 1 Stück	Karton	13204	18016668

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen