



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Novofusion Sets

Infusionsgeräte für die Schwerkraftinfusion

Drei Produktvarianten für einen variablen und optimierten Einsatz

In den Längen 180 cm & 240 cm

Belüftung mit 1,2 µm Bakterienfilter

Mikroglatte Einstechdorn

Präzisions-Rollenklemme mit
Parkgarage für Einstechdorn

Mit Flow-Stop Kappe

DEHP- und latexfrei


Novofusion Sets



Die Novofusion-Produktgruppe bietet mit drei Varianten ein standardisiertes Portfolio für einen optimierten Beschaffungsprozess und einen vereinfachten Arbeitsalltag des Anwenders, da eine gezielte Auswahl des einzusetzenden Produktes ermöglicht wird.

Geeignet sind die Novofusion Sets sowohl für die Schwerkraftinfusion als auch zur Druckinfusion in Verbindung mit z.B. Druckmanschetten (nicht mit Infusionspumpen) bis max. 2 bar.

Die qualitativ hochwertigen Infusionsgeräte verfügen über alle notwendigen Eigenschaften für einen sicheren und anwendungsfreundlichen Einsatz am Patienten:



Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Novofusion Set 180 cm	100 x 1 Stück	Karton	14157	17872738
Novofusion Set 180 cm mit Rückflusssperre	100 x 1 Stück	Karton	14158	17872750
Novofusion Set 240 cm mit Rückflusssperre	100 x 1 Stück	Karton	14174	17872767

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen