





**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Polyway Pro

Dreiwegehähne zum Einsatz in der
simultanen Infusionstherapie

Mit und ohne 10 cm Verlängerungsleitung

Farblich codierte Drehgriffe
mit Flussrichtungsanzeige -
360 Grad drehbar

Drehbarer LuerLock-Anschluss
(Polyway Pro ohne Leitung)

Aus Polycarbonat und Polyethylen;
Leitung aus DEHP-freiem PVC

DEHP- und latexfrei


Polyway Pro



Die farblich codierten Drehgriffe der Polyway Pro Dreiwegehähne mit Pfeilen zur Flussrichtungsanzeige dienen der schnellen Identifikation bei der gleichzeitigen Verabreichung von zwei Flüssigkeiten oder Medikamenten.

Zudem erleichtert der drehbare männliche LuerLock-Anschluss der Polyway Pro Dreiwegehähne ohne Leitung die Konnektion mit dem Gefäßzugangssystem oder einem Verlängerungsset.

Die Polyway Pro Dreiwegehähne sind Lipid-resistent und druckbeständig bis zu 5,5 bar (Polyway Pro ohne Leitung) beziehungsweise 2 bar (Polyway Pro mit Leitung).



Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi-Nr.
Polyway Pro Dreiwegehahn blau	200 x 1 Stück	Karton	13024	18267703	03.99.99.0012
Polyway Pro Dreiwegehahn rot	200 x 1 Stück	Karton	13505	18267726	03.99.99.0012
Polyway Pro Dreiwegehahn weiß	200 x 1 Stück	Karton	13506	18267732	03.99.99.0012
Polyway Pro Dreiwegehahn blau mit 10 cm Leitung	200 x 1 Stück	Karton	13027	18267749	03.99.99.0012

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen