



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Haemofusor Set

Transfusionsgerät für die Transfusion von
Blut oder Blutkomponenten

Mit 200 µm Filter und Belüftung

Belüfteter Einstechdorn für Blutbeutel

Tropfkammer mit 200 µm Blutfilter

180 cm lange, mattierte Leitung

Präzisions-Rollenklemme mit
Parkgarage für Einstechdorn


DEHP- und latexfrei

Haemofusor Set



Das Haemofusor Set mit Belüftung und 200 µm Blutfilter in der Tropfkammer eignet sich dank des extra starken, schräg geformten Einstechdorns bestens für die Verwendung mit Blutbeuteln.

Zudem lässt sich das System dank der farblichen Markierung in rot (Tropfkammerring und Belüftungsklappe) einfach von einem Infusionsgerät unterscheiden.



Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Haemofusor Set 180 cm - DEHP-frei	300 x 1 Stück	Karton	70152	18016705

* Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen