

wir helfen Menschen

Ernährung

Infusionen

Arzneimittel


Medizinprodukte

ENFit Entscheidungsbaum von Fresenius Kabi

Konnektionsszenarien

ENFit Entscheidungsbaum

Erläuterung der aktiven Schaltflächen



Auswahl eines Konnektionsszenarios:

Durch Mausklick auf eine aktive Schaltfläche erfolgt die Weiterleitung zum gewünschten Konnektionsszenario.

Bestellinformationen:

Durch Mausklick auf eine Produktabbildung erfolgt die Weiterleitung zu den Bestellinformationen.

Home-Button:


Durch Mausklick auf den „Home-Button“ erfolgt die Weiterleitung zur Übersicht: "ENFit Entscheidungsbaum von Fresenius Kabi".

Zurück-Button:

Durch Mausklick auf den „Zurück-Button“ erfolgt die Weiterleitung zur zuletzt aufgerufenen Seite.

ENFit Entscheidungsbaum

Konnektionsszenarien



ENFit Entscheidungsbaum

LuerLock

Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken




LuerLock-
Ernährungs-
sonde



Luer-Spritze*



Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit



* Für eine Konnektion einer Luer-Spritze an einer LuerLock-Ernährungs-
sonde ist wie gewohnt der Freka® Adapter für Luer-Spritzen (Art.-Nr.: 7981981) erforderlich.

ENFit Entscheidungsbaum

LuerLock

Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken




LuerLock-
Ernährungs-
sonde

+ Freka Connect
ENLock*

+ Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit

=



* Für eine Konnektion einer Freka® Connect ENLock an einer LuerLock-Ernährungs-
sonde ist der Freka® Universal-Trichteransatz (Art.-Nr.: 7755681) erforderlich.

ENFit Entscheidungsbaum

ENLock

Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken




ENLock-
Ernährungs-
sonde



Luer-Spritze*



Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit



* Für eine Konnektion einer Luer-Spritze an einer ENLock-Ernährungs-sonde ist der Freka® Universal-Trichteransatz (Art.-Nr.: 7981971) erforderlich.

ENFit Entscheidungsbaum

ENLock

Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken



ENLock-
Ernährungs-
sonde



Freka Connect
ENLock



Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit

=



ENFit Entscheidungsbaum

ENFit


Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken



ENFit-
Ernährungs-
sonde

+ Freka Connect
ENLock*

+ Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit




* Für eine Konnektion einer Freka® Connect ENLock an einer ENFit-Ernährungs-
sonde ist der Freka® Universal-Trichteransatz, ENFit (Art.-Nr.: 7755695) erforderlich.

ENFit Entscheidungsbaum

ENFit

Für Bestellinformationen
bitte auf entsprechendes
Bild drücken



ENFit-
Ernährungs-
sonde



Freka Connect
ENFit



Univ. enterales
Überleitgerät,
ENFit





Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
--------------------	----------	-----


Perkutane Ernährungs sonden

Freka® PEG-Set Gastral CH 9	7901051	1
Freka® PEG-Set Gastral CH 15	7901111	1
Freka® PEG-Set Gastral CH 20	7751531	1
Freka® Intestinal CH 9	7901191	1
Freka® Intestinal CH 12	7901351	1
Freka® FKJ-Set CH 9	7981801	1

Transnasale Ernährungs sonden

Freka® Sonde CH 8, 80 cm, Luer-Lock Ansatz	7840051	10
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, Luer-Lock Ansatz	7981691	10
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, Y-Ansatz	7980101	10
Freka® Sonde CH 10, 120cm, Luer-Lock Ansatz	7840121	10
Freka® Sonde CH 10, 120cm, Y-Ansatz	7840151	10
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, Luer-Lock Ansatz	7981811	10
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, Y-Ansatz	7981821	10
Freka® Trelumina CH16/9, 150 cm	7750911	1
Freka® EasyIn, CH 16/8, 270 cm, Luer-Lock Ansatz	7755011	1
Freka® Endolumina CH 8, 270 cm, Luer-Lock-Ansatz	7755031	5

*Verpackungseinheit






Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
Perkutane Ernährungssonden		
Freka® PEG-Set gastral CH 9, ENLock	7901052	1
Freka® PEG-Set gastral CH 15, ENLock	7901112	1
Freka® PEG-Set gastral CH 20, ENLock	7751532	1
Freka® Intestinale Sonde CH 9 für PEG CH 15, ENLock	7901193	1
Freka® Intestinale Sonde CH 12 für PEG CH 20, ENLock	7901352	1
Freka® FKJ-Set CH 9, ENLock	7981802	1
Transnasale Ernährungssonden		
Freka® Sonde CH 8, 80 cm, ENLock	7840052	10
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, ENLock	7981693	5
Freka® Sonde CH 10, 120 cm, ENLock	7840152	10
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, ENLock	7981823	10
Freka® Trelumina, CH 16/9, 150 cm, ENLock	7750912	1
Freka® EasyIn, CH 16/8, 270 cm, ENLock	7755012	1
Freka® Endolumina CH 8, 270 cm, ENLock	7755032	5


*Verpackungseinheit



Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
Perkutane Ernährungs sonden, ENFit		
Freka® PEG-Set gastral CH 9, ENFit	7755642	1
Freka® PEG-Set gastral CH 15, ENFit	7755643	1
Freka® PEG-Set gastral CH 20, ENFit	7755644	1
Freka® Intestinale Sonde CH 9 für PEG CH 15, ENFit	7755646	1
Freka® Intestinale Sonde CH 12 für PEG CH 20, ENFit	7755647	1
Freka® FKJ-Set CH 9, ENFit	7755645	1
Freka® Pexact-Set CH 15, ENFit	i.B.**	1
Freka® Pexact-Set CH 15 II, ENFit	7601365	1
Transnasale Ernährungs sonden, ENFit		
Freka® Sonde CH 6, 60 cm, ENFit	7981824	10
Freka® Sonde CH 8, 60 cm, ENFit	7981825	10
Freka® Sonde CH 8, 80 cm, ENFit	7981826	10
Freka® Sonde CH 8, 120 cm, ENFit	7981827	10
Freka® Sonde CH 10, 120 cm, ENFit	7981828	10
Freka® Sonde CH 12, 120 cm, ENFit	7981829	10
Freka® Ablaufsonde CH 15, 100cm	7980111	10
Freka® Sonde CH 15, 120 cm, ENFit	7981830	10
Freka® Sil-Sonde CH 8, 130 cm, ENFit	7981835	5
Freka® Sil-Sonde CH 13, 120 cm, ENFit	7981836	10
Freka® Sil-Sonde CH 16, 100 cm, ENFit	7981837	10
Freka® Trelumina, CH 16/9, 150 cm, ENFit	7981834	1
Freka® EasyIn, CH 16/8, 270 cm, ENFit	7981833	1
Freka® Endolumina CH 8, 270 cm, ENFit	7981832	5

*Verpackungseinheit, ** in Bearbeitung



Anhang

Bestellinformationen (enterale) Spritzen



Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
--------------------	----------	-----

Luer-Spritze

Einmalspritze steril, 20 ml	7751611	20
-----------------------------	---------	----

Freka Connect ENLock

Freka® Connect ENOral, 1 ml	9000765	30
Freka® Connect ENLock, 2,5 ml	9000766	30
Freka® Connect ENLock, 5 ml	9000767	30
Freka® Connect ENLock, 10 ml	9000764	100
Freka® Connect ENLock, 20 ml	9000762	100
Freka® Connect ENLock, 20 ml	9000762S	10
Freka® Connect ENLock, 60 ml	9000763	50
Freka® Connect ENLock, 60 ml	9000763S	30
Freka® Connect ENLock, 100 ml	9000768	30

*Verpackungseinheit


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
--------------------	----------	-----

Freka Connect ENFit

Freka® Connect ENFit, 1 ml	9000788	30
Freka® Connect ENFit, 2,5 ml	9000782	30
Freka® Connect ENFit, 5 ml	9000783	30
Freka® Connect ENFit, 10 ml	9000784	100
Freka® Connect ENFit, 10 ml	9000784S	30
Freka® Connect ENFit, 10 ml	9000784XS	10
Freka® Connect ENFit, 20 ml	9000785	100
Freka® Connect ENFit, 20 ml	9000785XS	10
Freka® Connect ENFit, 20 ml	9000785S	30
Freka® Connect ENFit, 60 ml	9000786	50
Freka® Connect ENFit, 60 ml	9000786S	30
Freka® Connect ENFit, 60 ml	9000786XS	10
Freka® Connect ENFit, 100 ml	9000787	30
Freka® Connect ENFit, 100 ml	9000787XS	10

*Verpackungseinheit





Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE*
--------------------	----------	-----

Überleitgeräte Schwerkraftsets, universell

GraviSet EasyBag, ENFit universell	7751952	30
GraviSet VarioLine, ENFit universell	7751953	30
GraviSet Beutel, ENFit universell	7751954	30

Überleitgeräte APPLIX Pumpensets, universell

APPLIX® Pumpenset EasyBag, ENFit universell	7751943	30
APPLIX® Pumpenset VarioLine, ENFit universell	7751946	30
APPLIX® Pumpenset Beutel, ENFit universell	7751945	30
APPLIX® Pumpenset Comfort, ENFit universell	7751948	30
APPLIX® EasyBag mobile, ENFit universell	7751949	30
APPLIX® Beutelset mobile, ENFit universell	7751950	30

*Verpackungseinheit

wir helfen Menschen

Ernährung

Infusionen

Arzneimittel

Medizinprodukte