



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Polytrol Sets

Infusionsgeräte mit Durchflussregler für die
Schwerkraftinfusion

Regelrad justierbar von 5 bis 250 ml/h

180 cm Leitung mit nadelfreiem
Zugangssystem oder PVC-freie,
210 cm Leitung

Mikroglatter Einstechdorn

Integrierte, verschleißbare Belüftung

DEHP- und latexfrei

Polytrol Sets




Die Polytrol Sets sind je nach Therapieanforderungen in zwei Varianten verfügbar:

- 180 cm Leitung mit nadelfreiem Zugangssystem
- 210 cm PVC-freie Leitung.

Dank des einfach einzustellenden Regelrads mit klarer und eindeutiger Skalierung lässt sich die Durchflussmenge von 5 bis 250ml/h justieren.

Darüber hinaus verfügen die Polytrol Sets über alle notwendigen Eigenschaften zur Schwerkraftinfusion:



Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Polytrol Set 180 cm mit nadelfreiem Zugangssystem	250 x 1 Stück	Karton	14113	18016674
Polytrol Set 210 cm - PVC-frei	250 x 1 Stück	Karton	14116	18017107

* Verpackungseinheit