


ENPlus und ENFit™ Verbindungssystem

Für ein sicheres Applikationsmanagement in der enteralen Ernährung



Patientensicherheit im Fokus

Das vollständig IV-inkompatible Verbindungssystem besteht aus enteralen Überleitgeräten, Ernährungssonden mit ENFit-Ansatz sowie den enteralen Spritzen Freka® Connect ENFit. Charakteristisch für das ENFit-Verbindungssystem ist die sichere Drehverbindung, die eine versehentliche Dekonnektion verhindert.

*Veröffentlichung voraussichtlich bis Mitte 2016