

Le 14 août 2023

Héparine sodique injectable, USP à 1000 unités USP/mL en fioles DM de 1 mL
Avis de disponibilité

Madame, Monsieur,

Fresenius Kabi Canada a le plaisir de vous informer que sa présentation d'**Héparine sodique injectable, USP à 1000 unités USP/mL en fioles DM de 1 mL** sera disponible dans les centres de distribution de l'Ontario d'ici le **16 août 2023** et dans tous les autres centres de distribution d'ici le **17 août 2023**. Ce produit sera à la disposition de tous les clients, sans aucune restriction.

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Code produit McKesson	Description du produit	Date de disponibilité
02264315	C504013	976258	168715	Héparine sodique injectable, USP 1000 unités USP/mL fioles DM de 1 mL	Centres de distribution ontariens d'ici le : 16 août 2023 Tous les autres centres de distribution d'ici le : 17 août 2023

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension au cours de notre interruption d'approvisionnement; n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant(e) aux ventes si vous avez la moindre question ou préoccupation.

Cordialement,



Joseph Le
Directeur principal, Opérations et Analyses commerciales
joseph.le@fresenius-kabi.com